

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Bcl-2-S70 Para Wb, If/Icc, Elisa - P10415

Número do item: CM0000807



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a fosfo-Bcl-2 (Ser70). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com Bcl-2 humana e de rato. Adequado para pesquisas sobre apoptose, autofagia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Bcl-2-S70 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Bcl-2; PPP1R50; Fosfo-Bcl-2-S70
Espécie	Humano
ID do Gene	596
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S70 da Bcl-2 humana (NP_000624.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P10415
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo