

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Bcl-2 (Thr56) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10415

Número do item: CM0001400



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para Bcl-2 fosforilado (Thr56). Detecta níveis endógenos em amostras humanas, de rato e de camundongo via WB, IHC-P e ELISA. Essencial para estudos de apoptose e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Fosfo-Bcl-2-T56
Observações/Apelido	Bcl-2; PPP1R50; Fosfo-Bcl-2-T56
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	596
ID do Gene	596
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno do T56 da proteína Bcl-2 humana (NP_000624.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10415
Peso Molecular da Proteína	26kDa
Transporte	Em saco de gelo