

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Bcl-XI (S62) Para Wb, If/Icc - Q07817

Número do item: CM0001524



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho detecta Bcl-XL fosforilado (S62) em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para aplicações de WB e IF/ICC em estudos de apoptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Bcl-XL-S62 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Fosfo-Bcl-XL-S62
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	598
ID do Gene	598
Imunógeno	Um peptídeo específico de fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao S62 do Bcl-XL humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07817
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo