


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bcr Fosforilado (Y177) Para Wb, Elisa - P11274

Número do item: CM0001991



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BCR Fosforilado (Y177) humano validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Detecta uma banda de 143 kDa. Ideal para estudos de sinalização por BCR, regulação de GTPases e função sináptica. - P11274

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-BCR-Y177 Fosforilado
Observações/Apelidos	ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; BCR-Y177 Fosforilado
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	613
GeneID	613
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y177 do BCR humano (NP_004318.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P11274
Peso Proteico	143kDa
Envio	Bolsa de gelo