


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Brca1 (S988) Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38398

Número do item: CM0000683



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-BRCA1-S988 validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta BRCA1 humano fosforilado na serina 988, uma proteína chave de reparo de DNA e supressora de tumores. Ideal para pesquisa oncológica e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-BRCA1-S988 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Fosfo-BRCA1-S988
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	672
GeneID	672
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P38398
Peso da Proteína	208kDa
Envio	Saco com gelo