


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Brd4 (Ser1070) Para Wb, Elisa - O60885

Número do item: CM0001789



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico contra BRD4 (pS1070) para aplicações de WB e ELISA. Reativo a humano; ideal para estudos de leitura de cromatina, regulação transcricional e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-BRD4-S1070 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Fosfo-BRD4-S1070
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23476
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S1070 do BRD4 humano (NP_490597.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60885
Peso da Proteína	152kDa
Envio	Bolsa de gelo