


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Btk (Tyr223) Para Wb E Elisa - Q06187

Número do item: CM0001764



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para BTK fosforilada (Tyr223) validado para WB e ELISA. Ideal para estudar o receptor de células B, sinalização de TLR e atividade da quinase BTK em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-BTK-Y223 mAb de Coelho
Observações/Apelido	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; Fosfo-BTK-Y223
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	695
GeneID	695
Imunogénio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y223 de BTK humano (Q06187)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q06187
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo