


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-C-Abl-Y245 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00519

Número do item: CM0000571



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo-ABL1 (c-Abl) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com ABL1 humano, de camundongo e rato em ~123 kDa. Adequado para pesquisa de sinalização de quinase, danos ao DNA e leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-c-Abl-Y245 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHD5KM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Fosfo-c-Abl-Y245
Espécie	Humano
GeneID	25
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y245 de ABL1 humano (NP_005148.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00519
Peso da Proteína	123kDa
Envio	Saco de gelo