


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-C-Jun (T91) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05412

Número do item: CM0001161



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra fosfo-c-Jun (T91) para WB, IHC-P, ELISA em humano e camundongo. Tem como alvo o fator de transcrição Jun, um componente do complexo AP-1, com funções na proliferação celular, apoptose e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-c-Jun-T91
Observações/Apelido	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Fosfo-c-Jun-T91
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3725
GeneID	3725
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T91 do c-Jun humano (P05412)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P05412
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de Gelo