


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Fosfo-C-Myc-S373 Para Wb - P01106

Número do item: CM0001565



introdução

Anticorpo policlonico de coelho específico para c-Myc humano fosforilado em Ser373. Adequado para análise por Western blot. Tem como alvo o fator de transcrição proto-oncogênico c-Myc (~51 kDa), envolvido no crescimento celular e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-c-Myc-S373 Coelho pAb
Observações/Apelidos	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Fosfo-c-Myc-S373
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4609
ID do Gene	4609
Imunógeno	Um peptídeo fosfoespecífico correspondente a resíduos ao redor de S373 do c-Myc humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01106
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo