


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-C-Myc (S62) Para Wb, Ihc-P E Elisa - P01106

Número do item: CM0001103



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao c-Myc fosforilado em Ser62. Validado para WB, IHC-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre câncer e estudos de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-c-Myc-S62 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Fosfo-c-Myc-S62
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4609
ID do Gene	4609
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo específico para fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao S62 do MYC humano (NP_001341799.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01106
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo