


Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-C-Myc (T358) Para Wb, Elisa - P01106

Número do item: CM0001406



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra c-Myc fosforilado em Thr358. Adequado para Western blot e ELISA para detectar a fosforilação do c-Myc humano, um fator de transcrição chave e oncogene envolvido no crescimento celular e na angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-c-Myc-T358 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Fosfo-c-Myc-T358
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4609
GeneID	4609
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo específico de fosforilação correspondente aos resíduos circundantes ao T358 do c-Myc humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01106
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo