


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-C-Myc (T58) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01106

Número do item: CM0001544



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o c-Myc fosforilado (T58), validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização Myc, ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Fosfo-c-Myc-T58 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Fosfo-c-Myc-T58
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4609
ID do Gene	4609
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T58 de MYC de camundongo (NP_001170823.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01106
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo