


Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Camk2-T286 Para Wb, Elisa - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

Número do item: CM0001858



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente o T286 fosforilado da CaMKII alfa (Camk2a), com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Validado para WB e ELISA, ideal para estudar a plasticidade sináptica e a ativação da CaMKII.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Camk2-T286 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	815
ID do Gene	816/817/818/815
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno do T286 da Camk2a humana (NP_741960.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo