


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Camk2-T286 Para Wb - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

Número do item: CM0001297



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico que detecta Camk2 fosforilada em T286; adequado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Peso molecular: 54 kDa. Validado para pesquisa em plasticidade sináptica, aprendizado e memória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-Camk2-T286
Observações/Apêndice	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalfa; CaMKIINalfa; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Fosfo-Camk2-T286
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	816/817/818/815
GeneID	816/817/818/815
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T286 da Camk2 humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
Peso Proteico	54 kDa
Envio	Saco de gelo