


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Caveolina-1-Y14 Para Wb E Elisa - Q03135

Número do item: CM0001984



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Caveolina-1 fosforilada na tirosina 14. Validado para Western Blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de caveolas e ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-Caveolina-1-Y14
Observações/Apelido	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Fosfo-Caveolina-1-Y14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	857
GeneID	857
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y14 da Caveolina-1 humana (NP_001744.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q03135
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo