


Anti-Phospho-Cbl-Y774 Coelho Pab - P22681

Número do item: CM0000832



introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho Anti-Phospho-CBL-Y774 validado para WB e ELISA, que detecta especificamente a CBL fosforilada na tirosina 774 em amostras humanas. Ideal para pesquisa em câncer e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-CBL-Y774 Coelho pAb
Observações/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Phospho-CBL-Y774
Espécie	Humano
GeneID (humano)	867
GeneID	867
Imunógeno	Pepídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição Y774 da CBL humana (NP_005179.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22681
Peso Proteico	100kDa
Envio	Bolsa de gelo