


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Cd115/Csf-1R-Y723 Para Wb E Elisa - P07333

Número do item: CM0001443



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado ao CSF1R (CD115) humano fosforilado em Y723. Validado para WB e ELISA. Ideal para estudos de sinalização de CSF1/IL34, biologia de macrófagos e pesquisa em imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-CD115/CSF-1R-Y723 Rabbit pAb
Observações/Alias	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Phospho-CD115/CSF-1R-Y723
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1436
GeneID	1436
Imunógeno	Peptídeo sintético (um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y723 do CSF1R humano, NP_005202.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P07333
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Bolsa de gelo