

Anti-Phospho-Cd117/C-Kit-Y721 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb - P10721

Número do item: CM0000449



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Phospho-CD117/c-Kit-Y721, validado para Western Blot em humanos. Detecta a tirosina 721 fosforilada de KIT, uma receptor tirosina quinase crucial para a sobrevivência celular, proliferação e hematopoiese. Ideal para pesquisa de transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-CD117/c-Kit-Y721 ApCoelho
Observações/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Phospho-CD117/c-Kit-Y721
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3815
GeneID	3815
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosfoespecífico correspondente aos resíduos ao redor de Y721 da KIT humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso Proteico	110kDa
Envio	Bolsa de gelo