

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Cd117/C-Kit (Y721) Para Wb - P10721

Número do item: CM0001948



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para c-Kit fosforilado (Tyr721). Validado para WB e ELISA, detecta CD117 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de sinalização KITLG/SCF na manutenção de células-tronco, oncogênese e desenvolvimento de mastócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-CD117/c-Kit-Y721 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Phospho-CD117/c-Kit-Y721
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3815
GeneID	3815
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y719 do Kit de camundongo (NP_066922.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10721
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Bolsa de gelo