

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Cdc25C (S216) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30307

Número do item: CM0001157



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico para cdc25C (S216) validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com alvos humanos, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de progressão do ciclo celular e regulação mitótica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-cdc25C-S216 Rabbit pAb
Observações/Alias	CDC25; PPP1R60; Fosfo-cdc25C-S216
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	995
GeneID	995
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S216 do cdc25C humano (NP_001781.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30307
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo