


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Cdc37-S13 Para Wb, Elisa - Q16543

Número do item: CM0001589



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao CDC37 fosforilado em Ser13. Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar a função de co-chaperone Hsp90 e vias de estabilização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-CDC37-S13 mAb de Coelho
Observações/Apel	P50CDC37; Fosfo-CDC37-S13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11140
GeneID	11140
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16543
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo