


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Cdk1-T14 Para Wb E Elisa - P06493

Número do item: CM0000610



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece a fosfo-Thr14 da CDK1 (CDC2) humana, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre ciclo celular, mitose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-CDK1-T14 Coelho pAb
Observações/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1-T14
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T14 da CDK1 humana (NP_001777.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06493
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo