

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 Para Wb - P06493

Número do item: CM0001838



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que reconhece CDK1-T161, CDK2-T160 e CDK3-T160 fosforilados. Adequado para Western blot, IF-P, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de ciclo celular, mitose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160
Observações/Apelido	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1-T14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T161 e T160 da CDK1 humana (NP_001777.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06493
Peso Proteico	34 kDa
Remessa	Saco de Gelo