

Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Cdk1-Y15 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P06493

Número do item: CM0001850



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Fosfo-CDK1-Y15 validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Reconhece CDK1 fosforilado em Tyr15, um regulador chave do ciclo celular. Ideal para pesquisa em ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-CDK1-Y15 Rabbit pAb
Observações/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1-Y15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y15 da CDK1 humana (NP_001777.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06493
Peso Proteico	34kDa
Transporte	Saco de gelo