


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Cdk2-T160 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Número do item: CM0001429



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-CDK2-T160 (pAb) validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta CDK2 humano, de rato e de camundongo fosforilado em Thr-160. Ideal para pesquisa em ciclo celular, dano ao DNA e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Fosfo-CDK2-T160
Observações/Apelido	CDKN2; p33(CDK2); Fosfo-CDK2-T160
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1017
ID do Gene	1017
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T160 do CDK2 humano (NP_001789.2?/NP_001249.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24941
Peso Proteico	30 kDa/34 kDa
Envio	Bolsa de Gelo