

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Cdk9 (T186) Para Wb, Elisa - P50750

Número do item: CM0000615



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-CDK9 (T186) validado para WB e ELISA. Reage com CDK9 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas de regulação da transcrição e sinalização de quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-CDK9-T186 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; Fosfo-CDK9-T186
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1025
GeneID	1025
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T186 do CDK9 humano (NP_001252.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50750
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo