

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Cfl1-Y139 Para Ihc-P, Elisa - P23528

Número do item: CM0001533



introdução

O pAb de Coelho Fosfo-CFL1-Y139 da CamelBio detecta cofilina-1 fosforilada (Y139) em humanos, camundongos e ratos para IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa de dinâmica da actina e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho Fosfo-CFL1-Y139
Observações/Apelido	CFL; cofilina; HEL-S-15; Fosfo-CFL1-Y139
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1072
GeneID	1072
Imunogênio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23528
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo