


Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Chk1 (S280) Para Wb, Elisa - O14757

Número do item: CM0001670



introdução

Anticorpo monoclonal coelho fosfo-específico que detecta Chk1 humano fosforilado na serina 280. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Desenvolvido para pesquisa de checkpoint do ciclo celular e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Chk1-S280 Rabbit mAb
Observações/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S280
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1111
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado correspondente aos resíduos ao redor de S280 da Chk1 humana.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14757
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Bolsa de gelo