


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Chk1-S280 Para Wb, Elisa - O14757

Número do item: CM0001468



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-Chk1-S280 validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta Chk1 humano fosforilado na serina 280. Adequado para estudar a resposta a danos no DNA, pontos de verificação do ciclo celular e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-Chk1-S280
Observações/Apêndice	CHK1; Fosfo-Chk1-S280
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1111
GeneID	1111
Imunogênio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo