


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Chk1-S296 Para Wb, Elisa - O14757

Número do item: CM0000717



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra fosfo-Chk1-S296 (humano) para Western Blot e ELISA. Essencial para estudar a resposta ao dano no DNA e vias de sinalização de pontos de verificação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Chk1-S296 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CHK1; Fosfo-Chk1-S296
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1111
GeneID	1111
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S296 de Chk1 humana (O14757).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Envio	