


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Chk1 (S317) Para Wb, Elisa - O14757

Número do item: CM0001461



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à fosfo-Chk1 (Ser317). Validado para WB e ELISA, permite a detecção de Chk1 ativada em amostras humanas para pesquisa de danos no DNA e pontos de verificação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-Chk1-S317
Observações/Apelido	CHK1; Fosfo-Chk1-S317
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1111
ID do Gene	1111
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S317 da Chk1 humana (NP_001265.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14757
Peso da Proteína	54 kDa
Transporte	Saco de gelo