


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Chk1-S345 Para Wb E Elisa - O14757

Número do item: CM0000661



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à Chk1 humana na Ser-345. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Envolvido nas vias de checkpoint de dano ao DNA e parada do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho-Chk1-S345 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	CHK1; Phospho-Chk1-S345
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1111
ID do Gene	1111
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S345 da Chk1 humana (NP_001265.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Envio	Em saco de gelo