

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Chk2-T68 Para Wb, Elisa - O96017

Número do item: CM0000772



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo-T68 de Chk2 (CHEK2) humano, validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de sinalização de dano ao DNA e checkpoint do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Phospho-Chk2-T68 Coelho pAb
Observações/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-T68
Espécie	Humano
ID do Gene	11200
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de T68 da Chk2 humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	O96017
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo