

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Creb1-S133 Para Ihc-P, Elisa - P16220

Número do item: CM0001240



introdução

Este anticorpo anti-fosfo-CREB1 (Ser133) detecta proteínas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para IHC-P e ELISA, é uma ferramenta valiosa para o estudo da regulação da transcrição, ritmos circadianos e pesquisa de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-CREB1-S133 Rabbit mAb
Observações/Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
Espécie	Humano
GeneID	1385
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da Ser133 da CREB1 humana)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16220
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo