

Anti-Fosfo-Creb1-S133 Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16220

Número do item: CM0001169



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CREB1 fosforilado (Ser133). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre transcrição, ritmo circadiano e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-CREB1-S133 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CREB; CREB-1; Fosfo-CREB1-S133
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1385
GeneID	1385
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de S133 do CREB1 humano (NP_604391.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16220
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo