

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Fosfo-Creb1 (Ser129) Para Wb, Elisa - P16220

Número do item: CM0000645



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a CREB1 fosforilado em Ser129. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de transcrição mediada por cAMP e regulação do ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-CREB1-S129 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S129
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1385
ID do Gene	1385
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S129 do CREB1 humano (NP_604391.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16220
Peso da Proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo