


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Fosfo-Crk/Crkii (Y221) Para Wb E Elisa - P46108

Número do item: CM0001788



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para a Y221 fosforilada da CRK/CRKII humana. Validado para WB e ELISA; reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para o estudo de sinalização de adesão celular e migração mediada por CRK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Phospho-CRK/CRKII-Y221
Observações/Alias	p38; CRKII; Phospho-CRK/CRKII-Y221
Espécie	Humana
GeneID	1398
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da Y221 da CRK/CRKII humana (NP_058431.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46108
Peso Molecular da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo