

Anti-Fosfo-Crkl (Y207) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46109

Número do item: CM0001679



introdução

pAb de Coelho anti-Fosfo-CRKL-Y207 validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Um fosfopeptídeo sintético em torno de Y207 de CRKL (P46109) foi usado como imunógeno. Adequado para estudar transdução de sinal intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-Fosfo-CRKL-Y207
Observações/Apelido	CRKL; Fosfo-CRKL-Y207
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1399
GeneID	1399
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y207 de CRKL humano (NP_005198.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46109
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco com gelo