


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Csf-1R (Y708) Para Wb, Elisa - P07333

Número do item: CM0001578



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para CSF-1R fosforilada em Y708. Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas. Ideal para estudar sinalização de macrófagos, imunidade inata e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-CD115/CSF-1R-Y708 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Fosfo-CD115/CSF-1R-Y708
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1436
GeneID	1436
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y708 do CSF1R humano (NP_005202.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07333
Peso Proteico	108kDa
Envio	Saco de gelo