


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Citoqueratina 8 (Krt8)-S74 Para Wb E Elisa - P05787

Número do item: CM0001639



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo detecta Citoqueratina 8 humana fosforilada na Serina 74. Validado para WB e ELISA, adequado para estudar a dinâmica de filamentos intermediários e a integridade epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Citoqueratina 8 (KRT8)-S74 pAb de Coelho
Observações/Apelido	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Fosfo-Citoqueratina 8 (KRT8)-S74
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3856
GeneID	3856
Imunogénio	Um péptido fosforilado sintético em torno da S74 da citoqueratina 8 humana (NP_002264.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05787
Peso Proteico	54 kDa/56 kDa
Envio	Saco de gelo