


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Ddr1 (Y792) Para Wb, Elisa - Q08345

Número do item: CM0000869



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-DDR1 (Y792) validado para WB e ELISA. Detecta a tirosina quinase DDR1 (101 kDa) humana, de rato e de camundongo. Essencial para estudos de sinalização de colágeno e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-DDR1-Y792 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAK, DDR, NEP, HGK2, PTK3, RTK6, TRKE, CD167, EDDR1, MCK10, NTRK4, PTK3A, Fosfo-DDR1-Y792
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	780
ID do Gene	780
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de Y792 de DDR1 humano (NP_054699.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08345
Peso da Proteína	101 kDa
Envio	Saco com gelo