

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Dino (S714) Para Wb, If/Icc, Elisa - P26358

Número do item: CM0000479



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo-DNMT1 (Ser714) validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta DNMT1 humana fosforilada em Ser714. Adequado para pesquisa em herança epigenética, silenciamento gênico e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-DNMT1-S714 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; Fosfo-DNMT1-S714
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1786
ID do Gene	1786
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S714 da DNMT1 humana (NP_001370.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26358
Peso da Proteína	183kDa
Envio	Saco com gelo