


Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Drp1-S616 Para Wb E Elisa - O00429

Número do item: CM0000719



introdução

O pAb de Coelho Phospho-DRP1-S616 detecta especificamente o DNM1L humano fosforilado em Ser616. Validado para WB e ELISA, adequado para estudos de divisão mitocondrial, apoptose e mecanismos de doença. Desempenho confiável para pesquisa e desenvolvimento diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-DRP1-S616 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV; Phospho-DRP1-S616
Espécies	Humano
GeneID (Humano)	10059
GeneID	10059
Imunogénio	Peptídeo Sintético - Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S616 do DRP1 humano (NP_036192.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00429
Peso Proteico	82 kDa
Envio	Saco de gelo