

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Egfr-S1070 Para Wb, Elisa - P00533

Número do item: CM0000642



introdução

O pAb de coelho anti-Fosfo-EGFR-S1070 detecta o EGFR humano fosforilado na serina 1070. Adequado para WB e ELISA, este anticorpo tem como alvo um local de fosforilação chave na sinalização do EGFR, sendo ideal para pesquisas sobre câncer e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de coelho anti-Fosfo-EGFR-S1070
Observações/Alíase	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-S1070
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1956
ID do Gene	1956
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosfoespecífico correspondente aos resíduos ao redor da S1070 do EGFR humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P00533
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Bolsa de gelo