


## Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Egfr (T669) Para Wb, Ip, Elisa - P00533

Número do item: CM0000451



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Fosfo-EGFR (T669), validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Detecta especificamente o EGFR humano fosforilado na treonina 669, permitindo o estudo preciso das cascatas de sinalização do EGFR em oncologia e pesquisa de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-EGFR-T669 Coelho pAb                                                                          |
| Observações/Apelido | ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-T669                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                              |
| ID do Gene (Humano) | 1956                                                                                                |
| ID do Gene          | 1956                                                                                                |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T669 do EGFR humano (NP_005219.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                             |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                              |
| SWISS               | P00533                                                                                              |
| Peso da Proteína    | 134kDa                                                                                              |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                     |