


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Egfr-Y1068 Para Wb, Elisa - P00533

Número do item: CM0001967



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-EGFR-Y1068 específico para EGFR fosforilado na tirosina 1068. Validado para WB, ELISA em amostras humanas. PM teórico 134 kDa. Ideal para pesquisa de transdução de sinal e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-EGFR-Y1068 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1068
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1956
ID do Gene	1956
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo específico de fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao Y1068 do EGFR humano (P00533).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envio	