


Pab De Coelho Anti-Fosfo-Egfr-Y1172 Para Wb, Elisa - P00533

Número do item: CM0001853



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado ao resíduo Y1172 do EGFR humano (134 kDa). Validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a sinalização de EGFR no câncer e em respostas celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Fosfo-EGFR-Y1172
Observações/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1172
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1956
ID do Gene	1956
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor do Y1172 do EGFR humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Bolsa de gelo