

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Fosfo-Egfr-Y1173 Para Wb, Elisa - P00533

Número do item: CM0001089



introdução

Anticorpo policlonar de coelho anti-Fosfo-EGFR-Y1173 validado para Western blot e ELISA. Detecta EGFR humano fosforilado na tirosina 1173, uma importante quinase de receptor de tirosina envolvida na sinalização celular e no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-Fosfo-EGFR-Y1173
Observações/Apelidos	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1173
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosfo-específico correspondente a resíduos ao redor de Y1173 do EGFR humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Bolsa de gelo