


Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Egfr-Y845 Para Wb, If/Icc, Elisa - P00533

Número do item: CM0001238



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para EGFR fosforilado na tirosina 845. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; ideal para investigar vias de sinalização do EGFR em pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-EGFR-Y845 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y845 do EGFR humano (NP_005219.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Saco de gelo